

BOWA ERGOseal

BOWA
M E D I C A L


ERGOseal – zakrzywione szczęki

Wyzwanie to zapewnienie dobrego widoku na końcówkę narzędzia

- Do pracy w miednicy mniejszej
- Przy rozcinaniu krzywizny okrężnicy

Kształt szczęki ERGOseal: Maryland

- ✓ Dzięki konstrukcji szczęki ERGOseal Maryland możliwa jest dobra kontrola części dystalnej podczas zabiegu



BOWA ERGOseal

BOWA
M E D I C A L


ERGOseal – funkcja zatrzasku

Wyzwania związane z różnymi preferencjami chirurgów

- Wymóg uchwycenia i przytrzymania tkanki
- Wymóg swobodnego otwierania i zamykania szczęk

ERGOseal umożliwia pracę z zatrzaskiem lub bez niego

- ✓ ERGOseal spełnia wszystkie wymagania dotyczące sposobu pracy chirurga



Funkcja zatrzasku

BOWA ERGOseal

BOWA
M E D I C A L

ERGOseal – konstrukcja szczęk

Wyzwania związane z preparowaniem warstw tkanek

- Podział przestrzeni w celu dotarcia do określonych struktur
- Tępa preparacja tkanki

ERGOseal – spiczasta szczęka Maryland

- ✓ Dzięki ERGOseal chirurdzy mogą mobilizować i preparować struktury anatomiczne i warstwy tkanek



BOWA ERGOseal

BOWA
M E D I C A L


ERGOseal – aktywacja

Wyzwania związane z wykonywaniem różnych manewrów chirurgicznych za pomocą jednego narzędzia

- Zamykanie naczyń i pęczków tkanek
- Wykonywanie standardowej koagulacji bipolarnej
- Rozcinanie tkanek

ERGOseal: zamykanie naczyń i cięcie można stosować niezależnie

- ✓ Zamykanie & cięcie – standardowy bipolar – tylko cięcie ERGOseal to umożliwia



Elementy aktywujące

BOWA ERGOseal

BOWA
M E D I C A L

ERGOseal

- Zamykanie naczyń do 7 mm
- Rotacja 360°
- Szczęka Maryland
- Wartościowe narzędzie → dobry design
- Prowadnica 5 mm
- Spiczasta końcówka ułatwiająca preparowanie
- Zatrząsk wł./wył.
- Możliwa standardowa koagulacja

